

Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA36655679

Informatii generale	
DENUMIRE ACHIZITIE: PULSOXIMETRU CMS50D	Data publicare: 07.10.2024 11:30
Cod si denumire CPV: 33124100-6 Aparate de diagnosticare (Rev.2)	Data finalizare: 07.10.2024 12:01
Finantare prin fonduri comunitare: Nu	Data de raspuns a ofertantului: 07.10.2024 11:54
Tip de contract: Furnizare	Data de raspuns a autoritatii contractante: 07.10.2024 12:01
Stare: Oferta acceptata	

Autoritatea contractanta	Operator economic
Denumire: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA DEVA	Denumire: S.C. MKD PROFESSIONAL SHOP S.R.L.
CUI: 15326502	CUI: 30951300
Adresa: Strada: ion luca caragiale, nr. 4, Sector: -, Judet: Hunedoara, Localitate: Deva, Cod postal: 330152	Adresa: Strada: Apusului, nr. 35, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 062281
Localitatea, Tara: Deva, Romania	Localitatea, Tara: Bucuresti, Romania
Telefon: +40 254218030	Telefon: +40 371444145
E-mail: achizitii.das@gmail.com	E-mail: clienti@mkd-medicale.ro
Website: https://www.primariadeva.ro	

Informatii cumparare directa	
Descriere	Pulsoximetru CMS50D Pulsoximetrul CMS50D este un dispozitiv neinvaziv destinat verificarii la fata locului a saturatiei in oxigen a hemoglobinei arteriale (SpO2) si a frecventei pulsului la pacientii adulti si copii, acasa si in spital(Inclusiv utilizare clinica in internist/chirurgie, anestezie, terapie intensiva, ingrijire etc.). Acest dispozitiv nu este destinat monitorizarii continue. Performanta principala Display LED in doua culori (galben si albastru) Rezolutia ecranului: 128 x 64 px Afisare SpO2, PR, bara Puls si Plethysmograma - 6 moduri de afisare - 4 moduri de reglare a luminozitatii display-ului Operare cu un singur buton Consum mic de putere Oprete automata Indicator baterie descarcata Alimentare: 2 baterii alcaline AAA sau acumulatori Durata de viata a bateriilor: aprox. 20 ore de functionare continua Autoreglare pentru diferite grosimi ale degetelor, de la copii (7+) la adulti Valori masurate: Pulsul: 30-255 bpm acuratete : ±3% SpO2: 0-99% acuratete: ±1% pentru intervalul 70%100%, sub 70% nespecificat Greutate: 0.240 Kg Accesorii Un snur pentru agatare; Un manual de utilizare. Pentru cabinetul de stomatologie scolara
Conditii de livrare	la sediul autoritatii contractante
Conditii de plata	cu op in 30 de zile de la data emiterii facturii electronic

Repere achizitionate	Cantitate	Valoare achizitie (RON fara TVA)
PULSOXIMETRU CMS50D	Solicitata: 1	Pret estimat: 67,51
Numar de referinta: CMS50D	Ofertata: 1	Pret de vanzare: 67,51
Pret de catalog: 67,51 RON/bucata		Valoare estimata: 67,51
Cod si denumire CPV: 33124100-6 - Aparate de diagnosticare (Rev.2)		Valoare de vanzare: 67,51

Descriere: **Pulsoximetru CMS50D**

Pulsoximetru CMS50D este un dispozitiv neinvaziv destinat verificarii la fata locului a saturatiei in oxigen a hemoglobinei arteriale (SpO2) si a frecventei pulsului la pacientii adulti si copii, acasa si in spital(inclusiv utilizare clinica in internist/chirurgie, anestezie, terapie intensiva, ingrijire etc.).

Acest dispozitiv nu este destinat monitorizarii continue.

Performanta principala

Display LED in doua culori (galben si albastru)

Rezolutia ecranului: 128 x 64 px

Afisare SpO2, PR, bara Puls si Plethysmograma - 6 moduri de afisare - 4 moduri de reglare a luminozitatii display-ului

Operare cu un singur buton

Consum mic de putere

Oprire automata

Indicator baterie descarcata

Alimentare: 2 baterii alcaline AAA sau acumulatori

Durata de viata a bateriilor: aprox. 20 ore de functionare continua

Autoreglare pentru diferite grosimi ale degetelor, de la copii (7+) la adulti

Valori masurate: Pulsul: 30-255 bpm acuratete : $\pm 3\%$ SpO2: 0-99% acuratete: $\pm 1\%$ pentru intervalul 70%100%, sub 70% nespecificat

Greutate: 0.240 Kg

Accesorii

Un snur pentru agatare;

Un manual de utilizare.

Instructiuni pentru utilizare in siguranta

Verificati periodic unitatea principala si toate accesoriile pentru a va asigura ca nu exista nici o deteriorare vizibila care ar putea afecta performanta pacientului in ceea ce priveste siguranta si monitorizarea cablurilor si sondelor se recomanda ca aparatul sa fie inspectat cel putin o data pe saptamana.

Cand exista deteriorari evidente, nu mai utilizati aparatul.

Intretinerea necesara trebuie efectuata numai de inginerii de service calificati.

Utilizatorilor nu li se permite sa le repara singuri.

Pulsoximetru nu poate fi utilizat impreuna cu alte dispozitive care nu sunt specificate in Manualul de Utilizare.

Numai accesoriile care sunt recomandate de producator pot fi utilizate impreuna cu acest aparat.

Acest produs este calibrat inainte de a parasii fabrica.

TOTAL

Valoare de vanzare: 67,51 RON